

Óptica:

Referencia:

Anual

Trimestral

C2

C2 Una lentilla test

C2 Caja de 2 lentillas

C2 Tórica

C2 T Una lentilla test

C2 T Caja de 2 lentillas

Protocolo Profesional de Adaptación

ojo derecho				Pedido	ojo izquierdo			
				Refracción reciente con máximo positivo				
				Adición VP				
K		eje		Queratometría	K		eje	
K'		eje			K'		eje	
<p><u>Estudio de la dominancia ocular</u></p> <p>En condiciones de visión binocular y con la corrección de VL</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Colocar de forma alternante un lente de + 0,75 delante de cada ojo ➤ El ojo más afectado por la borrosidad será el dominante de lejos 								
<input type="checkbox"/> Preferido VL					<input type="checkbox"/> Preferido VL			
<input type="checkbox"/> Preferido VP					<input type="checkbox"/> Preferido VP			

Los parámetros personalizados de lentillas se determinan en el laboratorio

Enviar debidamente cumplimentado al correo electrónico
comercial@atenasvision.com o por fax al 933.110.901